



### TePe Mini Flosser™

Ένας συγκρατητήρας οδοντικού νήματος, εξοπλισμένος με νήμα, για εύκολη και άνετη χρήση, ιδιαίτερα για τα άτομα που βρίσκουν δύσκολο να χρησιμοποιήσουν την κοινή οδοντική ταινία. Κάθε πακέτο περιλαμβάνει μια συσκευασία ταξιδιού.

#### Αποτελεσματικός καθαρισμός με το Mini Flosser™ της TePe:

1. Οδηγήστε το να εισχωρήσει απαλά ανάμεσα στα δόντια χρησιμοποιώντας μια κίνηση μπρος πίσω. Ευκολότερη πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μια ελαφριά πίεση στο επίπεδο δήξης, από τα δόντια του αντίθετου φραγμού.
2. Μετακινήστε απαλά το οδοντικό νήμα κατά μήκος της οδοντικής επιφάνειας μέχρι να φτάσετε στην παρυφή των ούλων. Εφαρμόστε πίεση καθώς περνάτε το νήμα από το σημείο επαφής για να αφαιρέσετε την πλάκα και τα τροφικά υπολείμματα. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην επιφάνεια του άλλου δοντιού.
3. Βγάλτε το νήμα από το μεσοδόντιο διάστημα με κινήσεις ολίσθησης μπρος πίσω.

